



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ОБУВИ С ЗАКРЫТЫМ ЗАДНИКОМ

ORTO Mix

В основе стельки пластиковый пружинящий каркас, облегченный перфорационными отверстиями, с умеренной выкладкой продольных и поперечного сводов стопы, с чашеобразной пяткой. Поверхность стельки покрыта абсорбирующей тканью. Стелька выполнена из пенополиуретана повышенной мягкости и пластичности, который в процессе носки проминается под наиболее нагружаемыми зонами стопы, что способствует образованию индивидуальных ложементов (углублений). Таким образом, стелька «запоминает» форму стопы пациента, индивидуализируя изделие. Форма стельки может быть легко изменена в зависимости от носочной части обуви.

Назначение:

- Обеспечивает поддержку продольных и поперечного сводов стопы в анатомически правильном положении, позволяя сохранить естественную рессорную функцию стопы при ослаблении собственных мышц и связок;
- Сохраняет правильный перекат стопы;
- Снижает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник;
- Способствует правильной установке пяточной кости;
- Улучшает комфортность обуви.

Показания к применению:

- поперечное и/или продольное плоскостопие I и II степени, неригидная форма (нефиксированная деформация);
- профилактика утомляемости стоп при интенсивных занятиях спортом, гимнастикой, хореографией;

- Людям, занимающимся тяжелым физическим трудом;
- Избыточный вес;
- Беременность со II триместра;
- Деформирующий артроз суставов стоп, голеностопного, коленного, тазобедренного суставов;
- Остеохондроз позвоночника.

Противопоказания: не выявлены.

Использование: стельку ORTO Mix рекомендуется носить ежедневно в повседневной и спортивной обуви с закрытым задником. Длина стельки должна соответствовать размеру обуви.

Способ ухода за изделием: обрабатывать стельки теплой водой с помощью губки или мягкой щетки. Не сушить на нагревательных приборах и в микроволновой печи.

Состав:

Основа: полиуретан, термопластичный полиуретан Memopur®.
Верх: полиэстер.

Производитель: Spannrit Schuhkomponenten GmbH, Industriestr. 3, 63801 Kleinostheim, Germany «Шпаннрит Шухкомпонентен ГмБХ», Германия, Индустриэштрассе, 3, 63801 Кляйноштхайм.

Поставщик: ООО "Малтри" Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 6, пом 13Н, литера М, тел: (812) 336 - 39 - 99, www.orto.tm

Импортер – лицо, принимающее претензии от

покупателей: ООО "Малтри" Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 6, пом 13Н, литера М, тел: (812) 336 - 39 - 99, www.orto.tm

Зарегистрировано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10945
от 03 ноября 2011 года.

Условия хранения: специальных условий не требуется.

Срок службы: 12 месяцев от даты продажи.

Гарантийный срок: 3 месяца от даты продажи.

Произведено в Германии.

Произведено:

