

Бандаж при опущении матки Б-356

Воздействие:

- Умеренная и равномерная фиксация послеоперационного шва
- Поддержка брюшной стенки в местах разреза после операции
- Профилактика образования послеоперационных грыж
- Уменьшение болевых ощущений в области послеоперационного рубца
- Оптимальные условия для скорейшего заживления послеоперационного рубца
- Способствует скорейшему восстановлению фигуры после родов

Показания к применению:

- Реабилитационный период после кесарева сечения
- Операции на брюшной полости (в том числе липосакция)
- Послеродовой период, для скорейшего восстановления фигуры

Особенности конструкции:

- Бандаж изготовлен в виде высоких хлопковых трусиков
- Имеет дополнительную переднюю панель с фиксацией лентой Velcro для регулирования степени утяжки живота
- Расстегивающаяся ластовица, для удобства похода в туалет
- Состав: 50% хлопок, 25% полиамид, 20% эластан, 5% полипропилен

Инструкция по применению:

- Подходит для ежедневной носки
- Бандаж надевается в положении лежа
- Степень утяжки живота регулируется при помощи передней панели с фиксацией лентой Velcro (застежка-липучка)

Рекомендации по уходу:

- Рекомендована ручная стирка при температуре 40 С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- Не тереть и не выжимать изделие
- После стирки тщательно прополоскать
- Сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- Не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- Хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость материалов изделия