

## **Под пятка силиконовый ортопедический для коррекции разной длины ног Lum710 LUM710**

### **Особенности:**

- изготовлен из медицинского силикона
- 5 слоев обеспечивают возможность регулировать высоту под пятки
- диапазон регулировки высоты от 6 мм до 30 мм

### **Использование под пятки:**

- устраняет перекос таза
- корректирует положение пятки относительно голени
- снижает ударную нагрузку на пятку в процессе ходьбы
- препятствует образованию мозолей, натоптышей, трещин
- размер: универсальный
- в упаковке 1 штука

### **Показания к применению:**

- различная длина ног
- функциональный перекос таза
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом

### **Противопоказания:**

- индивидуальная непереносимость материалов

### **Состав:**

- 100% медицинский силикон

### **Гарантия:**

Гарантийный срок - 3 месяца со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)

### **Правила хранения:**

- в помещениях с температурой от 10° до 25° С и относительной влажностью не более 75%
- вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей

### **Уход за изделием:**

промыть в слабом мыльном растворе, протереть мягкой тканью, обработать присыпкой, сушить вдали от нагревательных приборов

### **Рекомендации по уходу**

