## Ортопедическая подушка с «эффектом памяти» ТОП-105

#### Описание:

- имеет гладкую поверхность для максимального комфорта во время сна
- благодаря универсальной конструкции подушка подойдет для людей с длиной надплечья 8 см и более
- комплектуется двумя съемными элементами для регулировки высоты подушки
- обладает «эффектом памяти»: принимает форму головы и шеи человека
- снабжена чехлом из хлопка
- комплектуется съемной наволочкой из материала ThermoCool:

**ThermoCool** - инновационный материал, обеспечивающий максимальный комфорт в любое время года благодаря функции двойного терморегулирования. Уникальная двойная система волокон позволяет обеспечивать необходимую для организма терморегуляцию: поддерживает тепло в холодное время года, а в жаркое — обеспечивает оптимальный воздухообмен. Температурный баланс помогает улучшить сон и сделать его наиболее комфортным.

габариты подушки: 52×31×13/9 (10/6) см

### Функции:

- физиологически правильное положение головы и шеи во время сна
- разгрузка мышц и связочного аппарата шеи и плечевого пояса
- профилактика утомляемости и головных болей
- нормализация кровоснабжения головы и шеи

## Показания к применению:

- головные боли, головокружения, повышенная утомляемость, боли в шейном отделе позвоночника
- остеохондроз, спондилоартроз, спондилез шейного отдела позвоночника
- нестабильность шейного отдела позвоночника
- реабилитация после травм шейного отдела позвоночника
- рекомендована для полноценного восстановления организма во время сна и отдыха

#### Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний к применению не выявлено.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

#### Инструкция по применению:

• расположить подушку валиком под шейный отдел

При возникновении вопросов по применению ортопедической подушки обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- основа в чехле: сухая чистка
- не использовать химический метод чистки
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40°С мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить
- не подвергать воздействию прямого солнечного света
- держать вдали от нагревательных приборов

• не класть на изделие давящие и колюще-режущие предметы

# Состав:

- основа: вязкоэластичный пенополиуретан
- чехол: хлопок 100%
- съемная наволочка из материала ThermoCool:
  - o полиэстер 67,8%
  - o ThermoCool 32,2%

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.