

Бандаж при опущении матки Б-631

Основа - хлопчатобумажное трикотажное полотно. Съёмный жёсткий аппликатор в области живота и в ластовице. Эластичная стяжка спереди фиксирует аппликатор и оказывает необходимую компрессию. Расстёгивающаяся ластовица. В виде трусов. Для женщин.

Способствует удержанию внутренних органов в физиологически правильном положении за счёт:

- компенсации недостаточного тонуса брюшной стенки и/или мышц тазового дна;
- изменения локальной анатомической геометрии органов;
- создания механического противоупора.

Воздействие:

- Обеспечивает необходимое внутрибрюшное давление
- Ограничивает смещение внутренних органов

Показания к применению:

- Выпадение и опущение шейки матки
- Вправимые паховые грыжи у женщин
- Опущение и выпадение внутренних органов.
- После оперативного вмешательства на органах брюшной полости.
- Для укрепления ослабленных мышц в качестве профилактики.

Особенности конструкции:

- Съёмный жесткий аппликатор на животе
- Съёмный тонкий аппликатор в ластовице
- Перфорированные эластичные стяжки спереди создают необходимую компрессию
- Расстегивающаяся ластовица
- Состав: 63% хлопок; 10% полиамид; 5% полиэфирная нить; 22% латекс. Аппликаторы - 100% ППУ

Рекомендации по уходу:

- Рекомендована ручная стирка при температуре 40 С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- Не тереть и не выжимать изделие
- После стирки тщательно прополоскать
- Сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- Не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку

Противопоказания:

- Наличие открытых ран (потертости, порезы и т.д.)
- Дерматит
- Гнойничковая инфекция

- Индивидуальная непереносимость материалов изделия